

Fagron Services B.V.  
Molenwerf 13  
1911 DB UITGEEST  
Netherlands  
Phone No.: +31 251361400  
Fax No.: +31 251315960

# Analysenzertifikat

Nach § 6 Abs. 1 und 3 ApBetrO



**Chargen-Bez.** : 22J14-F02-384200  
**Bulk Charge** : 22J14-F02

<b>Fagron Artikelnummer</b>	: 700282	<b>FACO Art.-Nr.</b>	: 101151-718-91
<b>Artikelbezeichnung</b>	: TRIGLYCERIDE, MITTELKETTIGE		
<b>Lateinische Artikelbezeichnung</b>	: Triglycerida saturata media		
<b>Synonyme</b>	: Miglyol ® 812 N	<b>CAS-Nr.</b>	: 73398-61-5
<b>Qualität</b>	: PH.EUR10.8	<b>Formel</b>	:
		<b>Mr</b>	: 0.00

Prüfungen	Spezifikation	Ergebnis	Einheit	Analytik
Aussehen	Farblose oder schwach gelbe, ölige Flüssigkeit	Konform		Fagron
Relative Dichte	Etwa 0,95	0,95		Fagron
Brechungsindex	Etwa 1,446	1,447		Fagron
Identität C	Konform	Konform		Fagron
Identität D	Konform	Konform		Fagron
Aussehen der Substanz	Klar / <=G3	Konform		Fagron
Alkalische Verunreinigungen	Konform	Konform		Fagron
Dynamische Viskosität	25 - 33	30	mPa.s	Fagron
Säurezahl	<=0,2	0,0		Fagron
Hydroxylzahl	<=10	1		Fagron
Peroxidzahl	<=1,0	<0,1		Fagron
Zusammensetzung der Fettsäuren	Konform	Konform		Fagron
Capronsäure	<=2,0	<0,1	%	Fagron
Caprylsäure	50,0 - 80,0	53,2	%	Fagron
Caprinsäure	20,0 - 50,0	45,0	%	Fagron
Laurinsäure		<0,1	%	Fagron
Myristinsäure	<=1,0	<0,1	%	Fagron
Fettsäuren >C16	<=1,0	<0,1	%	Fagron
Gehalt Gesätt. Fettsäuren 8° und 10° C	>=95,0	98,2	%m/m	Fagron
Wasser (Karl Fischer)	<=0,2	0,0	%	Fagron
Sulfatasche	<=0,1	0,0	%	Fagron
Metallische Rückstände	CHMP/ICH/353369/2013	Konform		Hersteller
Lösungsmittelrückstände	CHMP/ICH/82260/2006	Konform		Hersteller
TSE/BSE-Erklärung:	Keine Kontamination mit TSE/BSE-Risikomaterialien	Konform		Hersteller

gewonnen wird oder das aus dem getrockneten Endosperm von *Elaeis guineensi* Jacq. extrahiert wird.  
Praktisch unlösl. in H<sub>2</sub>O, mischbar mit CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>, EtOH 96%, Petroläther und fetten Ölen.  
Nicht geeignet für die parenterale Anwendung!

**Lagerungsbedingungen** : Dicht verschlossen! Vor Licht geschützt!  
**Retestdatum** : 30.06.24  
**Prüfdatum** : 21.11.2022  
**Herstellungsdatum** : 30.06.2022

**Freigabekommentar** : entspricht der Spezifikation  
**Hersteller-Chargen-Bez.** : 11149022  
**Fagron Services B.V.**  
Anthony Amoureux

Hersteller /

**GMP Konform**  
**CEP**

**pdfMachine**  
**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**  
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!

Druck ist gültig

Fagron Services B.V.  
Molenwerf 13  
1911 DB UITGEEST  
Netherlands  
Phone No.: +31 251361400  
Fax No.: +31 251315960

# Prüfprotokoll

Dokumentation für Ausgangsstoffe gemäß § 11 ApBetrO



**Chargen-Bez.** : 22J14-F02-384200  
**Bulk Charge** : 22J14-F02

<b>Fagron Artikelnummer</b>	: 700282	<b>FACO Art.-Nr.</b>	: 101151-718-91
<b>Artikelbezeichnung</b>	: TRIGLYCERIDE, MITTELKETTIGE		
<b>Lateinische Artikelbezeichnung</b>	: Triglycerida saturata media		
<b>Synonyme</b>	: Miglyol ® 812 N	<b>CAS-Nr.</b>	: 73398-61-5
<b>Qualität</b>	: PH.EUR10.8	<b>Formel</b>	:
		<b>Mr</b>	: 0.00

Es wird bescheinigt, dass der Ausgangsstoff nach den anerkannten pharmazeutischen Regeln geprüft worden ist und den Anforderungen entspricht.  
Das Original der Analyse liegt vor.

## Wareneingangskontrolle und Prüfbefund der Apotheke

Apothekenstempel

<u>Hersteller</u>	<u>Abfüllender Betrieb</u>	<u>Lieferant</u>
Tudapetrol Mineralölerzeugnis.	Fagron Services B.V.	Fagron GmbH & Co. KG
DE	NL	Wilhelm-Bergner-Straße 11g
		D-21509 GLINDE

Rohstoffbezug : FAGRON direkt ☐ durch Lieferant : \_\_\_\_\_

Menge : \_\_\_\_\_ Charge : \_\_\_\_\_ Wareneingangsdatum : \_\_\_\_\_

## Prüfbefund:

## Bemerkungen:

Freigabe durch Apotheker(in):

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**pdfMachine**

**A pdf writer that produces quality PDF files with ease!**

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click "print", select the "Broadgun pdfMachine printer" and that's it! Get yours now!