

Dronabinol-Setinhalt

Übersicht

		Tropfen			Kapseln	
		Wirkstoff Set	Kombiset Tropfen	Tropfenset ohne Wirkstoff	Kombiset Kapseln	Kapselset ohne Wirkstoff
Wirkstoff	Dronabinol, DAC	✓	✓		✓	
ID-Schnelltest	Dronabinol ID-Schnelltester, inklusive Einmalpipette	✓	✓		✓	
	Eppendorfhütchen 0,5 ml (gefüllt mit Ethanol 96%)	✓	✓		✓	
	Eppendorfhütchen 1,5 ml (leer)	✓	✓		✓	
	Kanüle 0,9 x 40 mm	✓	✓		✓	
Rezepturbestandteile	Palmitoylascorbinsäure, 100 mg	✓	✓		✓	
	Mittelkettige Triglyceride, 50 ml		✓	✓		
	Softisan® 378 (Hartfett), 100 g				✓	✓
	Hartgelatinekapseln creme Gr. 1, 120 Stk				✓	✓
Packmittel	Senkrecht-Tropfer mit Flaschenverschluss GL 18 (kindergesichert)	✓	✓	✓		
	Kolbenpipette 1 ml mit Einsatz & Flaschenverschluss GL 18 (kindergesichert)	✓	✓	✓		
	Braunglasflasche GL 18, 30 ml (leer)		✓	✓		
	Faltschachtel (L: 35, B: 35, H: 105 mm)		✓	✓		
	Dose 100 ml (leer) mit Verschluss (kindergesichert)				✓	✓
Analysenzertifikate	Dronabinol	✓	✓		✓	
	Palmitoylascorbinsäure	✓	✓		✓	
	Mittelkettige Triglyceride		✓	✓		
	Softisan® 378				✓	✓
	Hartgelatinekapseln				✓	✓
Informationsmaterial	Verarbeitungshinweise Tropfen	✓	✓	✓		
	Verarbeitungshinweise Kapseln				✓	✓
	Beschreibung Dronabinol ID-Schnelltester	✓	✓		✓	

Änderungen vorbehalten